


LANAFORM

BEAUTY

# Pureskin TOTAL FACELIFT & ION GALVANIC SKIN CARE






## INTRODUCTION

Thank you for choosing LANAFORM's Pureskin. With its 6 functions, Pureskin enables you both to cleanse and take care of your skin, particularly for:

- Cleansing your face;
- Making it easier for cosmetic solutions to penetrate;
- Helping to rejuvenate and firm up the skin of your face ;
- Redrawing the contour of the face (V-shaped);
- Controlling the production of sebum

**Please read all the instructions before using your product, particularly these basic safety instructions.**

 The photographs and other images of the product in this manual and on the packaging are as accurate as possible, but do not claim to be a perfect reproduction of the product.

## CONTENTS

- 1 Unpacking
- 2 Contents of the package
- 3 Symbols
- 4 Safety precautions
- 5 Product description
- 6 Instructions for use
- 7 Cleaning and maintenance
- 8 Technical specifications
- 9 Warranty
- 10 Waste disposal

## 1. UNPACKING

Please open the packaging carefully before use. Check whether all the accessories are present and whether any components have been damaged during transport and follow the installation and operating instructions in this manual. In the event of any damage or malfunction, please contact the reseller or Lanaform directly. In the event of any





complaint, you will need the model of the device, serial number, date of purchase, your details and your address.

## 2. CONTENTS OF THE PACKAGE

- 1 Pureskin treatment device
- 1 USB charger cable
- 1 cosmetic cotton fixing ring
- 1 set of instructions for use
- 1 storage bag

## 3. SYMBOLS

The following marks and symbols may appear in the instructions for use.

Symbol	Description
	This symbol alerts you to risks of injury or hazards to your health
	Fire hazard
	Note
	Consult the instructions for use.
	CE symbol: this product meets the requirements of the current national and European directives
	Electrical waste must be sent to a specialist collection point for recycling.

## 4. SAFETY PRECAUTIONS

**Read the following precautions carefully before using Pureskin.**

### Please note

- Use Pureskin only for treating the human face. The device is designed solely for use as described in these instructions for use. Use the device only according to the instructions. The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by inappropriate or improper use.

- This device is for personal use only and is not intended for commercial use.
- This device is not intended for use by people, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by people with a lack of experience or knowledge, unless someone responsible for their safety can supervise or instruct them beforehand on how to use the device. Children should be supervised to make sure they do not play with the device.
- Keep out of the reach of children.
- The following people are prohibited from using it: patients with malignant tumours, those whose body is implanted with medical devices such as a pacemaker, pregnant women cannot use the import function, women who are menstruating, who are concerned, who are suffering from heart disease and are too tired.
- The ultrasound function must not be used for the eyes, larynx, ears, etc. Please pay special attention.
- Please make sure the product's appearance is not damaged and that the start-up indicator and temperature are normal before using this product.
- Before you start using Pureskin, read the safety instructions carefully. Non-compliance with the instructions below is likely to cause personal injury or damage to property. Keep these instructions for use and keep them available for all other users. If you pass on the device to anyone else, give them these instructions for use as well.
- If, when you are using or have used the device, you notice your skin getting worse, the appearance of unwanted side effects or persistent reddening, do not use the device and consult your doctor.
- Do NOT use the device on skin with chronic or acute illnesses (injury or inflammation) (for example, in the event of painful or painless inflammations, redness, rashes (allergies, for example), burns, contusions, swellings or open or healing wounds).

- Keep the device away from water.

## **⚠ Electric shock**

- As with any electrical device, Pure-skin must be used carefully and with caution to avoid any electric shock.
- Please use a charger with a CC SV/IA output in compliance with the national standards applicable when charging this product and correctly connect the charger plug to the power outlet to prevent malfunction, fire or fire caused by heat.
- Do not connect the adapter to the power supply when the device is switched off.
- Do not use the device if it or its accessories show any signs of damage.
- Do not use the device if it has been dropped or if water has seeped into the inside.
- Do not use the device during a storm.
- If the device is faulty or breaks down, switch it off immediately. Disconnect the plug from the socket.
- Do not pull on the power cable or on the device in order to remove the adapter from the wall socket.
- Do not hold and never carry the device by its power cable.
- Do not pinch the cable.
- Given that this product has an integrated rechargeable battery, do not place the product in a fire and do not use it in a high-temperature and overheated environment because a malfunction, fire or fire caused by heat may occur.
- This product's battery is a dedicated battery. If you continue using it when it has exceeded its lifespan, a chemical reaction may occur inside the battery, causing expansion and deformation. The product may deform at high temperatures or under strong blows. If the product is deformed, do not use it to avoid any risk of electrocution and fire.
- Keep the power adapter away from hot surfaces.

- Make sure that the power cable and mains adapter plug do not come into contact with water, steam or other liquids.
- Do not attempt to retrieve a device that has fallen into water.
- Unplug it immediately from the mains power supply.

## **▲ Repairs**

- The device should not be opened.
- Only a specialist may repair electrical devices. Any inappropriate repair may cause a significant risk to the user. Contact customer service or an authorised dealer for any repairs. Do not try to maintain the oximeter unless you are a qualified professional. Only qualified maintenance professionals are authorised to carry out internal maintenance if necessary.

## **▲ Fire hazard**

- Any inappropriate use or use that does not comply with these operating instructions may cause a fire hazard!
- Do not use the device in a covered area, under a cover or under cushions, for example.
- Do not use the device close to highly inflammable materials.
- Make sure that the air vents are not covered.
- Never disconnect the device when it is switched on. Always stop it beforehand.
- Do not expose the device to high temperatures.

## **ⓘ Note**

- The product must be cleaned after use to prevent grease and other residues accumulating.

## **5. PRODUCT DESCRIPTION [ 1 ]**

- 1 Cosmetic cotton retaining ring
- 2 Electrode
- 3 Ultrasonic head
- 4 Blue-red LED
- 5 On/off button and intensity
- 6 Mode Button

- 7 Electrode
- 8 "Cleaning" mode
- 9 "Nourishing" mode
- 10 "Lifting" mode
- 11 "Soothing" mode
- 12 "Massage" mode
- 13 "Photon" mode
- 14 Charging port

## **6. INSTRUCTIONS FOR USE**

### **Charging**

- 1 Please charge the product before using it for the first time. Make sure you use the charger according to the requirements below. If you use it abroad, first check whether the country's voltage and charger are suitable for this product.
- 2 Turn off the product first when charging. Connect the charger to the USB cable that is included. Insert the charger into the mains power supply and connect the product to the USB charger cable.
- 3 The indicators of the different programmes will start to flash ("C" and "P" then "N" and "M" and finally "L" and "S"), showing that charging is in progress. Once the charging process ends, all the lights will be lit and permanently on. At this point, disconnect the product from the USB cable and disconnect the charger from the power supply. It's quite normal for the product and charger to be slightly warm.
- 4 Approximately two hours are needed to charge the product fully using the charger that meets the requirements. The time may vary depending on the specific circumstances.

### **▲ Warning**

Do not insert or remove the power cable with wet hands (this may cause an electric shock and the product to short-circuit).

Do not use it in places where water is accessible, such as in a bath or humid environment, in order to prevent a malfunction or short-circuiting.

You must use the charger that meets the charging requirements.

You should not be too close to the product during charging; when you leave for a long period, you must stop charging the device.

Cut off the power immediately when any anomalies occur during charging. If the charging cable is damaged or if the plug is loose, stop charging immediately.

Use and keep the charging cable correctly. Do not bend it, stretch it, twist it, press it down or wrap it around the charger.

## How to use the device

Pureskin provides you with 6 completely complementary treatment modes for cleansing the face and anti-aging facial care: A "cleaning" mode, "nourishing" mode, "lifting" mode, "soothing" mode, "massage" mode and "photon" mode.

All these 6 facial treatment modes use different combinations of technologies, i.e.: the sonic vibration technology (vibration frequency <20,000 Hertz), massage technology using a hot compress (>42°C), ion + emission technology; ultrasonic vibration technology (vibration frequency <20,000 Hertz); electroporation technology; microcurrent massage technology (EMS); the emission of red (wave length 623nm) and blue (wave length 465nm) LED light.

First hold the On/Off button down to switch Pureskin on. The different treatment modes will each flash in turn. To select one of the 6 modes of your choosing, all you have to do is press the "mode" button until the corresponding LED light switches on.

Each mode has 3 levels of intensity. To select one of them, keep pressing the "On/off" button. If you select intensity 1, the letters "C" and "P" light up, for

intensity 2, the letters "C", "P", "N" and "M" light up and for intensity 3, all the treatment letters light up.

To start the selected treatment, hold the Pureskin in your hand so that they are in contact with the two electrodes located on each side of the unit and the massage head is in contact with your face.

### "Cleansing" mode (C)

This mode provides in-depth cleansing of the skin using a combination of 3 techniques:

- The sonic vibration techniques and use of a hot compress: These techniques can modify the cell membrane's permeability, thus opening the pores on the skin of the face.
- The ion + emission technique: This technique emits positive ions for absorbing the impurities contained in the skin of the face, providing in-depth cleansing of the skin. Make sure you use a cosmetic cotton pad in this mode, taking care to fix it on properly using the plastic ring.

### "Nourishing" mode (N)

This mode provides better penetration of cosmetic products such as lotions, serums, creams, etc.

- 1 The sonic vibration techniques and use of a hot compress mean that cosmetic products can be better absorbed by opening the skin's pores.
- 2 Ultrasonic vibration technique (vibration frequency <20,000 Hertz) itself stimulates the regeneration of the skin's cells.
- 3 The electroporation technique that consists of applying an electrical field over the cell membranes in order to increase their permeability.

### "Lifting" mode (L)

This mode firms up the skin and redefines the contours of the face (V-shaped). This mode is particularly recommended as an evening treatment

- The sonic vibration techniques and use of a hot compress will massage the skin. Associated with ultrasonic vibration, micro-

current massaging (EMS) will stimulate the tissue of the cells to boost firming up of the skin.

#### “Photon” mode (P)

This mode rejuvenates the skin and controls the production of sebum.

- Associated with the sonic vibration technique that activates stimulation of the cells, the alternating emission of red and blue LED light with a defined wave length will have a multiple effect: the blue LED light has a soothing effect combatting acne and can regulate the secretion of sebum, whereas the red light boosts the proliferation of collagen, refines fine lines so that the skin is shinier and more elastic.

#### “Massage” mode (M)

This mode provides a relaxing, rejuvenating massage for the skin of the face.

- The association of sonic vibration, use of a hot compress and the red LED light helps make the skin more elastic and younger.

#### “Soothing” mode (S)

This mode relaxes the skin and regulates the production of sebum.

- The association of sonic vibration, use of a hot compress and the blue LED light helps relax the skin and regulate the production of sebum.

#### **Note**

- Each mode has 3 levels of intensity. We recommend using the lowest level of intensity before gradually increasing it according to your skin care habits and skin tolerance.
- The device has a smart recognition mode which means that it only runs when the electrodes are in contact with the hand and when the ultrasonic head is touching the skin of the face. Otherwise, the product stops.

- To switch the device off, hold down the “On/Off” button. All the lights will then be switched off.
- It is recommended that the cleansing mode be carried out every two to three days. The “nourishing” mode can be used after a cosmetic solution is applied every evening, but not for more than 2 to 3 minutes. The other modes can be carried out after the “nourishing” mode, depending on your personal bedtime habits, and can be used every day. It is recommended that each use should take between 3 and 5 minutes, but should not exceed 8 minutes.
- To make sure the product operates normally, the product’s electrode must be touched when using the product.
- The ultrasonic head is waterproof but the body of the device is not. Please consult the cleaning instructions in this manual on how to clean it.

## 7. CLEANING AND MAINTENANCE

- When you are not using the device, turn it off and allow it to cool down for ten minutes or so. Then store it in a cool, dry place out of direct light.
- After each use, carefully clean the device with a soft cloth. This can be slightly damp, if required. Make sure that the water has not penetrated the inside.
- Do not use detergent or solvent. You might damage the device.
- Never put the device into water as this might seep into the device and damage it.

## 8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name	Pureskin
Product reference	LA131312
Dimensions	16.6 x 5 x 5cm
Weight	± 145 gr
Battery specification	3.7V, 800mAh
Charging time	± 2 hours

Power consumption when not charging	Maximum 3W
Charger requirement	DC 5V = A1
Standby current	Less than 20µA

## **ADVICE REGARDING THE DISPOSAL OF WASTE**

All the packaging is composed of materials that pose no hazard for the environment and which can be disposed of at your local sorting centre to be used as secondary raw materials. The cardboard may be disposed of in a paper recycling bin. The packaging film must be taken to your local sorting and recycling centre.

When you have finished using the device, please dispose of it in an environmentally friendly way and in accordance with the law.

## **LIMITED WARRANTY**

LANAFORM guarantees this product against any material or manufacturing defect for a period of

two years from the date of purchase, except in the circumstances described below.

The LANAFORM guarantee does not cover damage caused as a result of normal wear to this product. In addition, the guarantee covering this LANAFORM product does not cover damage caused by abusive or inappropriate or incorrect use, accidents, the use of unauthorized accessories, changes made to the product or any other circumstance, of whatever sort, that is outside LANAFORM's control.

LANAFORM may not be held liable for any type of circumstantial, indirect or specific damage.

All implicit guarantees relating to the suitability of the product are limited to a period of two years from the initial date of purchase as long as a copy of the proof of purchase can be supplied.

On receipt, LANAFORM will repair or replace your appliance at its discretion and will return it to you. The guarantee is only valid through LANAFORM's Service Centre. Any attempt to maintain this product by a person other than LANAFORM's Service Centre will render this guarantee void.


# FRANÇAIS

## **PRÉSENTATION**

Merci d'avoir choisi le Pureskin de LANAFORM. Grâce à ses 6 fonctions, le Pureskin vous permet à la fois de nettoyer et de prendre soin de votre peau afin notamment de :

- Nettoyer votre visage ;
- Faciliter la pénétration de solutions cosmétiques ;
- Contribuer au rajeunissement et raffermissement de la peau du visage ;
- Redessiner le contour du visage (forme en V) ;
- Contrôler la production de sebum

**Veillez lire toutes les instructions avant d'utiliser votre produit, en particulier les consignes de sécurité de base.**

 Les photographies et autres représentations du produit dans le présent manuel et sur l'emballage se veulent les plus fidèles possibles mais peuvent ne pas assurer une similitude parfaite avec le produit.

## **TABLE DES MATIÈRES**

- 1 Déballage
- 2 Contenu de l'emballage
- 3 Symboles
- 4 Précautions de sécurité
- 5 Description du produit
- 6 Instructions d'utilisation
- 7 Nettoyage et entretien
- 8 Caractéristiques techniques
- 9 Garantie
- 10 Élimination des déchets



## 1. DÉBALLAGE







Veillez ouvrir l'emballage avec précaution avant usage. Vérifiez si tous les accessoires sont disponibles et si des composants ont été endommagés pendant le transport et suivez les instructions d'installation et d'utilisation de ce mode d'emploi. En cas de dommages ou de dysfonctionnement, veuillez contacter le revendeur ou Lanaform directement. En cas de réclamation, vous devrez vous munir du modèle de l'appareil, du numéro de série, de la date d'achat, de vos coordonnées et de votre adresse.

## 2. CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 appareil de soin Pureskin
- 1 câble de chargement usb
- 1 anneau de fixation de coton cosmétique
- 1 mode d'emploi
- 1 sac de rangement

## 3. SYMBOLES

Les marques et symboles suivants peuvent apparaître dans le mode d'emploi.

Symbole	Description
	Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé
	Risque d'incendie
	Remarque
	Consulter le mode d'emploi.
	Signe CE : ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur
	Les déchets électriques doivent être envoyés dans un point de collecte spécialisé pour y être recyclés.

## 4. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

**Lisez attentivement les précautions suivantes avant d'utiliser le Pureskin.**

### ▲ Attention

- Utilisez le Pureskin exclusivement pour le traitement du visage humain. L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite dans ce mode d'emploi. N'utilisez l'appareil que conformément aux instructions. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme.
- Cet appareil est réservé à un usage personnel et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes, y compris les enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Veuillez mettre le produit hors de portée des enfants.
- Les personnes suivantes sont interdites d'utilisation : les patients atteints de tumeurs malignes, le corps est implanté des appareils médicaux tels que le stimulateur cardiaque, les femmes enceintes ne peuvent pas utiliser la fonction d'importation, les femmes sont en menstruation, celles qui obnubilent, souffrent de maladies cardiaques et sont trop fatiguées.
- La fonction ultrasonique est strictement interdite pour les yeux, le larynx, les oreilles, etc. Veuillez prêter une attention particulière.
- Veuillez-vous assurer que l'apparence du produit n'est pas endommagée et que le voyant de démarrage et la température sont normaux avant d'utiliser ce produit.
- Avant de commencer à utiliser le Pureskin, lisez les consignes de sécurité avec attention. Le non-respect des instructions suivantes est susceptible d'entraîner

- des dommages corporels ou matériels. Conservez ce mode d'emploi et tenez-le à la disposition de tous les autres utilisateurs. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un, remettez-lui également ce mode d'emploi.
- Si, lors de l'utilisation ou après avoir utilisé l'appareil, vous constatez une dégradation de votre peau, l'apparition d'effets secondaires indésirables ou de rougeurs persistantes, n'utilisez plus l'appareil et consultez votre médecin.
  - N'utilisez PAS l'appareil sur une peau atteinte d'une maladie chronique ou aiguë (blessure ou inflammation) (par ex. en cas d'inflammations douloureuses ou indolores, de rougeurs, d'éruptions cutanées (par ex. allergies), de brûlures, de contusions, gonflements ou blessures ouvertes ou en cours de guérison).
  - Maintenez l'appareil à l'écart de l'eau.

### **▲ Choc électrique**

- Comme tout appareil électrique, le Pureskin doit être utilisé avec précaution et prudence afin d'éviter tout choc électrique.
- Veillez à utiliser un chargeur avec une sortie CC SV / IA conforme aux normes nationales applicables lors du chargement de ce produit et connectez correctement la fiche du chargeur à la prise de courant pour éviter tout dysfonctionnement, incendie ou incendie causé par la chaleur.
- Ne branchez l'adaptateur dans la prise que lorsque l'appareil est éteint.
- N'utilisez jamais l'appareil si ce dernier ou ses accessoires sont visiblement endommagés.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou si de l'eau s'est infiltrée à l'intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil pendant un orage.
- En cas de défaut ou de panne, arrêtez immédiatement l'appareil. Déconnectez la fiche de la prise.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation ni sur l'appareil pour débrancher l'adaptateur secteur de la prise.

- Ne tenez ou ne portez jamais l'appareil par le câble d'alimentation.
- Ne coincez pas le câble.
- Étant donné que ce produit a une batterie rechargeable intégrée, ne placez pas le produit dans un feu et évitez de l'utiliser dans un environnement à haute température et surchauffé, car un dysfonctionnement, un incendie ou un incendie causé par la chaleur peut survenir.
- La batterie de ce produit est une batterie dédiée. Si vous continuez à l'utiliser alors qu'elle a dépassé sa durée de vie, une réaction chimique peut se produire à l'intérieur de la batterie, entraînant une expansion et une déformation. En outre, le produit peut se déformer à des températures élevées ou sous de forts coups. Si le produit est déformé, veuillez ne pas l'utiliser pour éviter tout risque d'électrocution et d'incendie.
- Gardez l'adaptateur secteur à l'écart des surfaces chaudes.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur ne soient pas en contact avec de l'eau, de la vapeur ou d'autres liquides.
- Ne saisissez jamais un appareil qui est tombé dans l'eau.
- Déconnectez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise.

### **▲ Réparation**

- L'appareil ne doit pas être ouvert.
- Seul un spécialiste peut réparer des appareils électriques. Toute réparation inappropriée peut engendrer un danger important pour l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous au service-client ou à un revendeur agréé. N'essayez pas d'entretenir l'oxymètre à moins que vous ne soyez un professionnel qualifié. Seuls les professionnels qualifiés en maintenance sont autorisés à effectuer la maintenance intérieure si nécessaire.

## ▲ Risque d'incendie

- Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation entraîne un risque d'incendie !
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit couvert, sous une couverture ou des coussins par exemple.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matières inflammables.
- Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas couvertes.
- Ne débranchez jamais l'appareil allumé. Arrêtez-le toujours au préalable.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées.

## i Remarque

- Le produit doit être nettoyé après utilisation pour éviter l'accumulation de graisse et autres résidus.

## 5. DESCRIPTION DU PRODUIT 1]

- 1 Anneau de maintien du coton cosmétique
- 2 Electrode
- 3 Tête ultrasonique
- 4 Led Bleue-Rouge
- 5 Bouton On/Off et intensité
- 6 Bouton Mode
- 7 Electrode
- 8 Mode "nettoyant"
- 9 Mode « nourrissant »
- 10 Mode "lifting"
- 11 Mode "apaisant"
- 12 Mode « massant »
- 13 Mode « Photon »
- 14 Port de charge

## 6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### Chargement

- 1 Veuillez charger le produit avant de l'utiliser pour la première fois. Assurez-vous d'utiliser le chargeur conformément aux exigences

ci-dessous. Si vous l'utilisez à l'étranger, veuillez d'abord vérifier si la tension et le chargeur du pays conviennent à ce produit.

- 2 Éteignez d'abord le produit lors de la charge. Connectez le chargeur avec le câble USB inclus. Insérez le chargeur dans la prise secteur et connectez le produit au câble de chargement USB.
- 3 Les indicateurs des différents programmes commencent à clignoter (« C » et « P » puis « N » et « M » et enfin « L » et « S »), indiquant que la charge est en cours. Une fois la charge terminée, tous les voyants sont allumés et fixes. À ce stade, débranchez le produit du câble USB et débranchez le chargeur de la prise de courant. C'est un phénomène normal si le produit et le chargeur sont un peu chauds.
- 4 Deux heures sont plus ou moins nécessaires pour charger complètement le produit en utilisant le chargeur répondant aux exigences. Le temps peut varier en fonction de circonstances spécifiques.

## ▲ Avertissement

N'insérez pas et ne retirez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées (cela peut provoquer un choc électrique et un court-circuit.

Ne l'utilisez pas dans des endroits où l'eau est accessible, comme dans un bain ou dans un endroit humide, afin d'éviter un dysfonctionnement ou un court-circuit.

Vous devez utiliser le chargeur qui répond aux exigences de charge.

Vous ne devez pas être trop près du produit pendant le chargement ; lorsque vous partez pour une longue période, vous devez arrêter de charger.

Veillez immédiatement couper l'alimentation lorsque des anomalies se produisent pendant la charge. Si la ligne de charge est endommagée ou si la fiche est desserrée, veuillez arrêter la charge immédiatement.

Veillez utiliser et conserver la ligne de charge correctement. Ne le pliez pas, ne l'étirez pas, ne le tordez pas, n'appuyez pas et ne l'enroulez pas autour du chargeur.

## Mode d'utilisation

Le Pureskin vous propose 6 modes de soins parfaitement complémentaires pour le nettoyage et les soins anti-âge du visage : Un mode « nettoyant », Mode « nourrissant », Mode « lifting », Mode « apaisant », Mode « massant », Mode « Photon » .

L'ensemble de ces 6 modes de soin du visage utilise différentes combinaisons de technologies à savoir : la technologie de vibration sonore (fréquence de vibration < 20.000 Hertz), la technologie de massage à l'aide d'une compresse chaude (>42°C), la technologie d'émission d'ions + ; la technologie de vibration ultrasonique (fréquence de vibration > 20.000 Hertz) ; la technologie d'électroporation ; la technologie de massage par micro-courant (EMS) ; l'émission de lumière led rouge (longueur d'onde de 623 nm) et bleue (longueur d'onde de 465nm).

Pour allumer le Pureskin, appuyez tout d'abord longuement sur la touche On/Off. Les différents modes de soins clignotent chacun à leur tour. Pour sélectionner l'un des 6 modes de votre choix, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « mode » jusqu'à ce que la lumière led correspondante soit affichée.

Chaque mode dispose de 3 intensités. Pour sélectionner l'une d'entre elles, appuyez successivement sur la touche « On/off ». Si vous sélectionnez l'intensité 1, les lettres « C » et « P » sont allumées, pour l'intensité 2, les lettres « C », « P », « N », « M » sont allumées et pour l'intensité 3, l'ensemble des lettres de soins sont allumées.

Afin de démarrer le soin sélectionné, veuillez à bien tenir le Pureskin dans votre main de sorte que celles-ci soient au contact des deux électrodes situés sur chaque côté de l'unité et que la tête de massage soit en contact avec votre visage.

## Mode « nettoyant » (C)

Ce mode permet un nettoyage en profondeur de la peau grâce à la combinaison de 3 techniques :

- Les techniques de vibration sonore et d'utilisation de compresse chaude : Ces techniques permettent de modifier la perméabilité de la membrane cellulaire et ainsi ouvrir les pores de la peau du visage.
- La technique d'émission d'ions + : Cette technique émet des ions positifs afin d'absorber les impuretés contenues dans la peau du visage permettant un nettoyage en profondeur de la peau.  
Veillez, dans ce mode, utiliser un coton cosmétique en veillant à bien le fixer à l'aide de l'anneau plastique.

## Mode « nourrissant » (N)

Ce mode permet une meilleure pénétration de produits cosmétiques tels que lotions, sérums, crèmes,...

- 1 Les techniques de vibration sonore et d'utilisation de compresse chaude vont permettre d'améliorer l'absorption des produits cosmétiques en ouvrant les pores de la peau.
- 2 La technique de vibration ultrasonique (fréquence de vibration > 20.000 Hertz) stimule, quant à elle, la régénération des cellules de la peau.
- 3 La technique d'électroporation qui consiste à appliquer un champ électrique sur les membranes cellulaires afin d'augmenter leur perméabilité.

## Mode « lifting » (L)

Ce mode permet de raffermir la peau et redéfinir les contours du visage (forme en V). Ce mode est particulièrement recommandé comme soin du soir

- Les techniques de vibration sonore et d'utilisation de compresse chaude vont permettre un massage de la peau.
- Associé à la vibration ultrasonique, le massage par micro-courant (EMS) va

stimuler le tissu cellulaire afin de favoriser le raffermissement de la peau.

#### Mode « Photon » (P)

Ce mode permet un rajeunissement de la peau et de contrôler la production de sébum.

- Associé la technique de vibration sonore qui active la stimulation cellulaire, l'émission en alternance de lumière led rouge et bleue à une longueur d'onde définie va permettre un effet multiple : la lumière Led bleu a un effet apaisant, anti-acné et peut réguler la sécrétion de sébum tandis que la lumière rouge favorise la prolifération du collagène, affine les ridules de façon à ce que la peau soit plus brillante et plus élastique.

#### Mode « massant » (M)

Ce mode permet un massage relaxant et rajeunissant de la peau du visage

- L'association de la vibration sonore, de l'utilisation d'une compresse chaude et de la lumière Led rouge contribue à rendre la peau plus élastique et plus jeune.

#### Mode « apaisant » (S)

Ce mode permet de détendre la peau et réguler la production de sébum.

- L'association de la vibration sonore, de l'utilisation d'une compresse chaude et de la lumière Led bleue contribue à détendre la peau et réguler la production de sébum.

### **i** Remarque

- Chaque mode contient 3 niveaux d'intensités. Nous recommandons d'utiliser l'intensité la plus faible avant d'augmenter progressivement suivant vos habitudes de soins et tolérance cutanée.
- L'appareil dispose d'un mode de reconnaissance intelligent qui lui permet de ne fonctionner que lorsque les électrodes sont au contact de la main et que

la tête ultrasonique touche la peau du visage. A défaut, le produit s'arrête.

- Pour éteindre l'appareil, appuyez longuement sur la touche « On/Off ». Tous les voyants sont alors éteints.
- Il est recommandé que le mode de nettoyage puisse être exécuté tous les deux à trois jours. Le mode « nourrissant » peut être utilisé après l'application d'une solution cosmétique chaque soir, mais pas plus de 2 à 3 minutes. Les autres modes peuvent être exécutés après le mode « nourrissant » selon les habitudes de soins personnels au coucher, et peuvent être utilisés tous les jours. Il est recommandé que chaque utilisation soit comprise entre 3 à 5 minutes, mais ne puisse pas excéder 8 minutes.
- Afin d'assurer le fonctionnement normal du produit, il est nécessaire de toucher l'électrode du produit lors de l'utilisation du produit.
- La tête ultrasonique est waterproof mais le corps de l'appareil ne l'est pas. Veuillez-vous rapporter aux consignes de nettoyage du présent manuel pour le nettoyer.

## 7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, veuillez à bien éteindre celui-ci et le laisser refroidir une dizaine de minutes. Ensuite, rangez-le dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
- Nettoyez l'appareil soigneusement après chaque utilisation avec un chiffon de nettoyage. Celui-ci peut être légèrement humidifié au besoin. Assurez-vous que l'eau ne s'est pas infiltrée à l'intérieur.
- N'utilisez pas de détergent ni de solvant. Vous pourriez endommager l'appareil.
- Ne passez jamais l'appareil sous l'eau ; elle pourrait s'infiltrer à l'intérieur de l'appareil et l'endommager.

## 8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom Produit	Pureskin
Référence du produit	LA131312
Dimensions	16,6 x 5 x 5cm
Poids	± 145 gr
Spécification de la batterie	3.7V, 800mAh
Temps de chargement	± 2 heures
Consommation électrique hors charge	Maximum 3W
Exigence du chargeur	DC 5V = A1
Courant de veille	Moins de 20µA

### CONSEILS RELATIFS À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement qui peuvent être déposés auprès du centre de tri de votre commune pour être utilisés comme matières secondaires. Le carton peut être placé dans un bac de collecte papier. Les films d'emballage doivent être remis au centre de tri et de recyclage de votre commune.

Lorsque vous ne vous servez plus de l'appareil, éliminez-le de manière respectueuse de l'environnement et conformément aux directives légales.

## GARANTIE LIMITÉE

LANAFORM garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication à compter de sa date d'achat et ce pour une période de deux ans, à l'exception des précisions ci-dessous.

La garantie LANAFORM ne couvre pas les dommages causés suite à une usure normale de ce produit. En outre, la garantie sur ce produit LANAFORM ne couvre pas les dommages causés à la suite de toute utilisation abusive ou inappropriée ou encore de tout mauvais usage, accident, fixation de tout accessoire non autorisé, modification apportée au produit ou de toute autre condition, de quelle que nature que ce soit, échappant au contrôle de LANAFORM.

LANAFORM ne sera pas tenue pour responsable de tout type de dommage accessoire, consécutif ou spécial.

Toutes les garanties implicites d'aptitude du produit sont limitées à une période de deux années à compter de la date d'achat initiale pour autant qu'une copie de la preuve d'achat puisse être présentée.

Dès réception, LANAFORM réparera ou remplacera, suivant le cas, votre appareil et vous le renverra. La garantie n'est effectuée que par le biais du Centre Service de LANAFORM. Toute activité d'entretien de ce produit confiée à toute personne autre que le Centre Service de LANAFORM annule la présente garantie.

## NERDERLANDS

### PRESENTATIE

Bedankt omdat u voor Pureskin van LANAFORM hebt gekozen. Dankzij de 6 functies kunt u met Pureskin tegelijk uw huid reinigen en verzorgen om met name:

- Uw gezicht te reinigen;
- De penetratie van cosmetische oplossingen te vergemakkelijken;

- Bij te dragen tot de verjonging en versteviging van uw gelaatshuid;
- De contour van uw gelaat te herdefiniëren (V-vorm);
- De aanmaak van talg te controleren

**Lees alle instructies voordat u uw product in gebruik neemt, in het bijzonder deze basisveiligheidsvoorschriften.**

De foto's en andere voorstellingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo accuraat mogelijk. De kans bestaat echter dat de gelijkenis met het product niet perfect is.

## INHOUDSOPGAVE

- 1 Uitpakken
- 2 Inhoud van de verpakking
- 3 Symbolen
- 4 Veiligheidsmaatregelen
- 5 Beschrijving van het product
- 6 Gebruiksaanwijzing
- 7 Reiniging en onderhoud
- 8 Technische eigenschappen
- 9 Garantie
- 10 Afvalverwijdering

## 1. UITPAKKEN

Open de verpakking voorzichtig voordat u het apparaat in gebruik neemt. Controleer of alle accessoires aanwezig zijn en of er onderdelen beschadigd zijn geraakt tijdens het transport. Volg de installatie- en gebruiksinstructies van deze handleiding. Neem contact op met de verkoper of rechtstreeks met Lanaform indien het apparaat beschadigd is of slecht werkt. Hou het model en serienummer van het apparaat, uw contactgegevens en uw adres bij de hand ingeval u klachten hebt.

## 2. INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 verzorgingsapparaat Pureskin
- 1 USB-laadkabel
- 1 bevestigingsring van cosmetisch katoen
- 1 gebruiksaanwijzing
- 1 opbergtas

## 3. SYMBOLEN

De volgende merken en symbolen kunnen voorkomen in de handleiding.

Symbool	Beschrijving
	Dit symbool waarschuwt u voor risico's op verwondingen of gevaar voor uw gezondheid
	Brandgevaar
	Opmerking
	De handleiding raadplegen.
	CE-teken: dit product voldoet aan de vereisten van de van kracht zijnde Europese en nationale richtlijnen
	Elektriciteitsafval moet naar een gespecialiseerd inzamelpunt worden gebracht, waar het kan worden gerecycleerd.

## 4. VEILIGHEIDSMATREGELEN

**Lees aandachtig de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u Pureskin gebruikt.**

### **Opgelet**

- Gebruik Pureskin uitsluitend voor de behandeling van het menselijke gelaat. Het apparaat werd enkel ontwikkeld voor het gebruik dat wordt beschreven in deze handleiding. Gebruik het apparaat enkel in overeenstemming met de instructies. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een ongepast of niet-conform gebruik.
- Dit apparaat is voorbehouden voor persoonlijk gebruik en is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen, inclusief kinderen, met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of zij vooraf instructies hebben gekregen over het

gebruik van het apparaat. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.

- Houd het product buiten het bereik van kinderen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door: patiënten met kwaadaardige tumoren, of bij wie medische apparaten zijn ingeplant zoals een pacemaker, zwangere vrouwen mogen de invoerfunctie niet gebruiken, menstruerende vrouwen, vrouwen die beneveld zijn, aan een hartaandoening lijden en te vermoeid zijn.
- De ultrasone functie is strikt verboden voor de ogen, het strottenhoofd, de oren, enz. Besteed bijzondere aandacht hieraan.
- Gelieve u ervan te verzekeren dat de buitenkant van het product niet beschadigd is en dat de startindicator en de temperatuur normaal zijn alvorens dit product te gebruiken.
- Lees aandachtig de veiligheidsinstructies alvorens de Pureskin te beginnen te gebruiken. De niet-naleving van de volgende instructies kan lichamelijke of materiële schade veroorzaken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en hou ze ter beschikking van alle andere gebruikers. Indien u het apparaat doorgeeft aan iemand, bezorg hem of haar dan ook deze gebruiksaanwijzing.
- Indien u tijdens of na het gebruik van het apparaat beschadiging van uw huid vaststelt, of als u ongewenste bijwerkingen of blijvende rode vlekken hebt, gebruik het apparaat dan niet meer en raadpleeg uw arts.
- Gebruik het apparaat NIET op een huid die getroffen is door een chronische of acute aandoening (wonde of ontsteking) (bijv. in geval van pijnlijke of pijnloze ontstekingen, rode vlekken, huidrupties (bijv. allergieën), brandwonden, kneuzingen, opzwellingen of open of genezende wonden).
- Hou het apparaat uit de buurt van water.

## **▲ Elektrische schok**

- Zoals elk elektrisch apparaat moet de Pureskin voorzichtig en behoedzaam

worden gebruikt om risico's op elektrische schokken te vermijden.

- Opgelet, gebruik een oplader met een uitgang CC SV / IA conform de toepasselijke nationale normen tijdens het opladen van dit product, en sluit de stekker van de lader correct aan op het stopcontact om elke slechte werking, brand of brand veroorzaakt door de hitte te vermijden.
- Sluit de adapter enkel aan in het stopcontact wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
- Gebruik het apparaat nooit als het apparaat of onderdelen ervan zichtbare schade vertonen.
- Gebruik het apparaat niet als het in water gevallen is of als er water ingesijpeld is in het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet tijdens onweer.
- In geval van storingen of defect moet u het apparaat onmiddellijk stopzetten. Trek de stekker uit het stopcontact.
- Trek niet aan de stroomkabel, noch aan het apparaat om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Neem het apparaat nooit vast of draag het nooit met de stroomkabel.
- Klem de kabel niet vast.
- Aangezien dit product een ingebouwde herlaadbare batterij heeft, mag u het niet in vuur deponeren, noch in de buurt van hoge temperatuur en oververhitting gebruiken, want er kan zich een slechte werking, brand of brand veroorzaakt door de warmte voordoen.
- De batterij van dit product is een specifieke batterij. Als u die blijft gebruiken nadat de levensduur verstreken is, kan een chemische reactie optreden binnenin de batterij, wat leidt tot expansie en misvorming. Bovendien kan het product vervormen bij hoge temperaturen of door hevige schokken. Als het product vervormd is, mag u het niet meer gebruiken om elk risico op elektrocutie en brand te vermijden.
- Hou de netstroomadapter uit de buurt van warme oppervlakken.



- Vergewis u ervan dat de stroomkabel en de adapter niet in aanraking komen met water, stoom of andere vloeistoffen.
- Neem een gevallen apparaat nooit uit het water.
- Verwijder de netstroomadapter onmiddellijk uit het stopcontact.

## **▲** **Herstelling**

- Het apparaat mag niet geopend worden.
- Alleen een specialist mag elektrische apparaten herstellen. Elke ongepaste herstelling kan een groot risico vormen voor de gebruiker. Wend u voor elke herstelling tot de klantendienst of een erkende verkoper. Probeer de oximeter niet zelf te onderhouden, tenzij u professioneel gekwalificeerd bent hiervoor. Alleen wie professioneel gekwalificeerd is in onderhoud, is gemachtigd om intern onderhoud uit te voeren, indien nodig.

## **▲** **Brandgevaar**

- Elk onaangepast of niet-conform gebruik volgens deze gebruiksaanwijzing kan een brandgevaar met zich brengen!
- Gebruik het apparaat niet op een overdekte plaats, onder een deken of kussen bijvoorbeeld.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van gemakkelijk ontvlambaar materiaal.
- Let erop dat de ventilatiegaten niet bedekt zijn.
- Ontkoppel het apparaat nooit wanneer het ingeschakeld is. Schakel het altijd eerst uit.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen.

## **i** **Opmerking**

- Het product moet gereinigd worden na gebruik om een ophoping van vet en andere restanten te vermijden.

## **5. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 1**

- 1 Borgring van cosmetisch katoen
- 2 Elektrode
- 3 Ultrasonische kop
- 4 Blauw-rood ledlicht
- 5 On/Off-knop en intensiteit
- 6 Modus-knop
- 7 Elektrode
- 8 'Reinigende' modus
- 9 'Voedende' modus
- 10 'Lifting'-modus
- 11 'Rustgevende' modus
- 12 'Masserende' modus
- 13 'Foton'-modus
- 14 USB-poort

## **6. GEBRUIKSAANWIJZING**

### **Laden**

- 1 Gelieve het product op te laden alvorens het voor de eerste keer te gebruiken. Verzekeer u ervan om de lader te gebruiken conform de onderstaande vereisten. Indien u het gebruikt in het buitenland, gelieve eerst te verifiëren of de spanning en de lader van het land geschikt zijn voor dit product.
- 2 Schakel het product eerst uit tijdens het laden. Sluit de lader aan met de USB-kabel. Plaats de lader in het stopcontact en verbind het product met de USB-laadkabel.
- 3 De indicatoren van de verschillende programma's beginnen te knipperen ('C' en 'P' vervolgens 'N' en 'M' en ten slotte 'L' en 'S'), wat erop wijst dat het apparaat wordt opgeladen. Zodra het opladen klaar is, branden alle controlelampjes vast. Op dat moment maakt u het product los van de USB-kabel en u haalt de lader uit het stopcontact. Het is normaal als het product en de lader een beetje warm zijn.
- 4 Het duurt min of meer twee uur om het product volledig op te laden met de lader die beantwoordt aan de

vereisten. De tijd kan variëren volgens specifieke omstandigheden.

## **▲ Waarschuwing**

Raak de stroomkabel niet aan met natte handen (dat kan een elektrische schok en kortsluiting teweegbrengen).

Gebruik de kabel niet in de buurt van water, zoals een bad of op een vochtige plaats, om een slechte werking of kortsluiting te vermijden.

U moet een oplader gebruiken die beantwoordt aan de laadvereisten.

U mag niet te dicht bij het product komen tijdens het laden; wanneer u voor langere tijd weggaat, moet u het opladen stopzetten.

Gelieve de stroom onmiddellijk te onderbreken wanneer zich anomalieën voordoen tijdens het laden. Indien de laadkabel beschadigd is of als de stekker losgemaakt is, moet u het laden onmiddellijk beëindigen.

Gelieve de laadkabel correct te gebruiken en te bewaren. U mag de kabel niet plooiën, uitrekken, verdraaien, erop drukken en oprollen rond de lader.

## **Gebruiksaanwijzing**

Pureskin biedt u 6 verzorgingsmodi die perfect complementair zijn voor de reiniging en anti-aging verzorging van uw gelaat: Een 'reinigende' modus, 'voedende' modus, 'lifting' modus, 'rustgevende' modus, 'masserende' modus, 'foton'-modus.

Voor al deze 6 modi voor de verzorging van uw gelaat worden verschillende combinaties van technologieën gebruikt, namelijk: de technologie met sonische trilling (trillingsfrequentie < 20.000 Hertz), de massagetechnologie met behulp van een warm kompres (>42°C), de technologie met emissie van positieve ionen; de technologie met ultrasone trilling (trillingsfrequentie > 20.000 Hertz); de technologie met elektroporatie; de technologie voor massage door microstroom

(EMS); de emissie van rood ledlicht (623 nm golflengte) en blauw ledlicht (465 nm golflengte).

Om Pureskin in te schakelen drukt u langdurig op de On/Off-knop. De verschillende verzorgingsmodi knipperen elk op hun beurt. Om een van de 6 modi van uw keuze te selecteren hoeft u alleen maar op de knop 'modus' te drukken totdat het overeenkomstige ledlicht wordt weergegeven.

Elke modus beschikt over 3 intensiteiten. Om een daarvan te selecteren drukt u achtereenvolgens op de 'On/off'-knop. Indien u intensiteit 1 selecteert, gaan de letters 'C' en 'P' branden, voor intensiteit 2 de letters 'C', 'P', 'N', 'M' en voor intensiteit 3 alle letters samen.

Om de gekozen verzorging op te starten moet u de Pureskin goed in uw hand houden zodat zij in contact komen met de twee elektroden op elke kant van de eenheid en zodat de massagekop in contact komt met uw gelaat.

### **'Reinigende' modus (C)**

Met deze modus kunt u uw huid diepgaand reinigen dankzij de combinatie van 3 technieken:

- De technieken met sonische trillingen en het gebruik van warm kompres: Met deze technieken kunt u de doorlatendheid van het celmembraan wijzigen en zo de poriën van uw gelaatshuid openen.
- De techniek met de emissie van positieve ionen: Bij deze techniek worden positieve ionen afgegeven om de onzuiverheden in de gelaatshuid te absorberen zodat de huid diepgaand gereinigd kan worden. Gelieve in deze modus een cosmetisch katoen te gebruiken en dit goed vast te maken met de plastic ring.

### **'Voedende' modus (N)**

Deze modus maakt een betere penetratie van cosmetische producten mogelijk, zoals lotions, serums, crèmes, ...

- 1 De technieken met sonische trillingen en het gebruik van warm kompres zorgen voor een

betere opname van de cosmetische producten door de poriën van de huid te openen.

- 2 De techniek met ultrasonische trilling (trillingsfrequentie > 20.000 Hertz) stimuleert dan weer de regeneratie van de huidcellen.
- 3 De techniek met elektroporatie bestaat erin om een elektrisch veld toe te passen op de celmembranen om hun doorlatendheid te verhogen.

#### 'Lifting'-modus (L)

Met deze modus kunt u uw huid verstevigen en de contouren van uw gelaat herdefiniëren (V-vorm). Deze modus is bijzonder aanbevolen als avondverzorging

- Dankzij de technieken met sonische trillingen en het gebruik van warm kompres kunt u uw huid masseren.
- In combinatie met de ultrasonische trilling zal de massage met microstroom (EMS) het celweefsel stimuleren om de versteviging van de huid te bevorderen.

#### 'Foton'-wijze (P)

Deze modus zorgt voor een verjonging van de huid en de gecontroleerde aanmaak van talg.

- In combinatie met de techniek van de sonische trilling die de celstimulering activeert, maakt de afwisselende emissie van rood en blauw ledlicht met een gedefinieerde golflengte een meervoudig effect mogelijk: het blauwe ledlicht heeft een rustgevend effect, tegen acne, en kan de afscheiding van talg reguleren, terwijl het rode ledlicht de proliferatie van collageen bevordert, kraaienpootjes verfijnt voor een stralendere en elastischere huid.

#### 'Masserende' modus (M)

Met deze modus is een relaxerende en verjongende massage van de gelaatshuid mogelijk

- De combinatie van sonische trilling, het gebruik van een warm kompres en rood ledlicht maakt de huid elastischer en jonger.

#### 'Rustgevende' modus (S)

Deze modus zorgt voor een ontspannen huid en reguleert de aanmaak van talg

- De combinatie van sonische trilling, het gebruik van een warm kompres en blauw ledlicht helpt om de huid te ontspannen en reguleert de aanmaak van talg.

#### **Opmerking**

- Elke modus bevat 3 intensiteitsniveaus. Wij bevelen aan om de laatste intensiteit te gebruiken, alvorens die geleidelijk te verhogen volgens uw gebruikelijke huidverzorging en -tolerantie.
- Het apparaat beschikt over een intelligente herkenningsmodus waardoor het enkel werkt wanneer de elektroden contact hebben met uw hand en wanneer de ultrasonische kop de gelaatshuid raakt. Zoniet stopt het product.
- Om het apparaat uit te schakelen drukt u lange tijd op de 'On/Off'-knop. Alle controlelampjes worden dan gedoofd.
- Het is aanbevolen dat de reinigingsmodus om de twee à drie dagen kan worden uitgevoerd. De 'voedende' modus kan worden gebruikt na het aanbrengen van een cosmetische oplossing elke avond, maar niet langer dan 2 à 3 minuten. De andere modi kunnen worden uitgevoerd na de 'voedende' modus volgens de persoonlijke verzorgingsgewoonten bij het slapengaan, en ze kunnen dagelijks worden gebruikt. Het is aanbevolen dat elk gebruik 3 à 5 minuten duurt, nooit langer dan 8 minuten.
- Om de normale werking van het product te verzekeren is het noodzakelijk dat de elektrode van het product wordt aangeraakt tijdens het gebruik van het product.
- De ultrasonische kop is waterbestendig maar de kern van het apparaat is dat niet. Raadpleeg de reinigingsinstructies in deze handleiding om het apparaat te reinigen.

## 7. REINIGING EN ONDERHOUD

- Wanneer u het apparaat niet gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het uitgeschakeld wordt en u laat het apparaat dan een tiental minuten afkoelen. Berg het vervolgens op een koele, droge en donkere plaats op.
- Reinig het apparaat zorgvuldig na elk gebruik met een reinigingsdoek. Die kan licht bevochtigd worden indien nodig. Zorg ervoor dat er geen water binnendringt in het apparaat.
- Gebruik geen schoonmaak- of oplosmiddelen. U zou het apparaat kunnen beschadigen.
- Hou het apparaat nooit onder water. Het water zou in het apparaat kunnen dringen en schade aanbrengen.

## 8. TECHNISCHE GEGEVENS

Productnaam	Pureskin
Referentie van het product	LA131312
Afmetingen	16,6 x 5 x 5 cm
Gewicht	± 145 g
Specificatie van de batterij	3,7V, 800 mAh
Laadtijd	± 2 uur
Elektriciteitsverbruik buiten laden	Maximaal 3 W
Vereiste van de oplader	DC 5V --- A1
Stroom stand-by	Minder dan 20µA

### **ADVIES OVER AFVALVERWIJDERING**

De verpakking is volledig samengesteld uit milieuvriendelijke materialen die afgeleverd kunnen worden in het sorteercentrum van uw gemeente om gebruikt te worden als secundaire materialen. Het karton mag in een inzamelingscontainer voor papier geplaatst worden. De verpakkingfolie kan ingeleverd worden bij het sorteer- en recyclagecentrum van uw gemeente.

Wanneer u het toestel niet langer gebruikt, dient u dit op milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de wettelijke richtlijnen te verwijderen.

## BEPERKTE GARANTIE

LANAFORM garandeert dat dit product geen onderdelen met gebreken en fabricagefouten bevat voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de onderstaande gevallen.

LANAFORM dekt geen schade veroorzaakt door een normale slijtage van dit product.

Deze garantie op een product van LANAFORM dekt geen schade, veroorzaakt door een slecht of verkeerd gebruik van het toestel, een ongeluk, het bevestigen van niet-toegestane toebehoren, het aanpassen van het product of om het even welke andere omstandigheid, van welke aard ook, waar LANAFORM geen controle over heeft.

LANAFORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, niet-rechtstreekse schade of specifieke schade van welke aard ook.

Alle garanties die impliciet te maken hebben met de geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in zover een aankoopbewijs voorgelegd kan worden.

Na ontvangst zal LANAFORM het toestel herstellen of vervangen, naargelang het geval, en zal het u nadien ook terugsturen. De garantie wordt enkel uitgeoefend via het LANAFORM Service Center. Elke onderhoudsactiviteit op dit product die wordt toevertrouwd aan elke andere persoon dan iemand van het LANAFORM Service Center annuleert deze garantie.

# TIẾNG VIỆT

## GIỚI THIỆU

Cảm ơn bạn đã lựa chọn Pureskin của LANAFORM. Với 6 chức năng, Pureskin sẽ giúp bạn cùng lúc làm sạch và chăm sóc làn da, đặc biệt cho:

- Làm sạch da mặt;
- Giúp dung dịch mỹ phẩm thẩm thấu dễ dàng hơn;
- Giúp trẻ hóa và săn chắc làn da của bạn;
- Vệ lại đường viền khuôn mặt (hình chữ V);
- Kiểm soát việc sản xuất bã nhờn

**Vui lòng đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm, đặc biệt là các hướng dẫn an toàn cơ bản này.**

☑ Các hình ảnh của sản phẩm trong sách hướng dẫn sử dụng và trên bao bì được coi là chính xác nhất có thể nhưng không được coi là bản sao hoàn hảo của sản phẩm.

## NỘI DUNG

- 1 Mở hộp
- 2 Các thành phần trong hộp đựng
- 3 Ký hiệu
- 4 Các biện pháp phòng ngừa an toàn
- 5 Mô tả sản phẩm
- 6 Hướng dẫn sử dụng
- 7 Làm sạch và bảo quản
- 8 Thông số kỹ thuật
- 9 Bảo hành
- 10 Xử lý chất thải

## 1. MỞ HỘP

Vui lòng mở bao bì cẩn thận trước khi sử dụng. Kiểm tra xem tất cả các phụ kiện có còn không và có bất kỳ thành phần nào bị hỏng trong quá trình vận chuyển hay không đồng thời tuân theo hướng dẫn lắp đặt và vận hành trong sách hướng dẫn này. Trong trường hợp có bất kỳ hư hỏng hoặc trục trặc nào, vui lòng liên hệ với đại lý bán lẻ hoặc trực tiếp với Lanaform. Trong trường hợp có bất







kỳ khiếu nại nào, bạn sẽ cần mẫu thiết bị, số sê-ri, ngày mua, thông tin chi tiết và địa chỉ của bạn.

## 2. CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỘP ĐỰNG

- 1 thiết bị điều trị Pureskin
- 1 dây sạc USB
- 1 vòng giữ bông mỹ phẩm
- 1 bộ hướng dẫn sử dụng
- 1 túi lưu trữ

## 3. KÝ HIỆU

Các dấu và ký hiệu sau có thể xuất hiện trong hướng dẫn sử dụng.

Ký hiệu	Mô tả
	Biểu tượng này cảnh báo bạn về những rủi ro bị thương hoặc nguy hiểm đến sức khỏe của bạn
	Nguy cơ hỏa hoạn
	Chú ý
	De handleiding raadplegen.
	Ký hiệu CE: sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn của quốc gia và châu Âu hiện hành
	Chất thải điện phải được gửi đến điểm thu gom chuyên dụng để tái chế.

## 4. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

**Đọc kỹ các lưu ý sau trước khi sử dụng Pureskin.**

### **▲ Xin lưu ý**

- Chỉ sử dụng Pureskin để điều trị da mặt. Thiết bị được thiết kế để sử dụng như được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này. Chỉ sử dụng thiết bị theo hướng dẫn. Nhà sản xuất không

chịu trách nhiệm về thiệt hại do sử dụng không phù hợp hoặc không đúng cách.

- Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và không được sử dụng cho mục đích thương mại.
- Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người, bao gồm cả trẻ em, bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc những người thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức, trừ khi ai đó chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ có thể giám sát hoặc hướng dẫn họ trước về cách sử dụng thiết bị. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo chúng không nghịch thiết bị.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.
- Những người sau đây không được sử dụng: bệnh nhân có khối u ác tính, người được cấy ghép thiết bị y tế như máy trợ tim, phụ nữ có thai không sử dụng chức năng đẩy dưỡng chất, phụ nữ đang trong kỳ kinh, người lo lắng, người đang bị bệnh tim và quá mệt mỏi.
- Chức năng siêu âm không được sử dụng cho mắt, thanh quản, tai,... Xin đặc biệt lưu ý.
- Hãy đảm bảo rằng hình thức bên ngoài của sản phẩm không bị hư hỏng và chỉ bảo khởi động và nhiệt độ bình thường trước khi sử dụng sản phẩm này.
- Trước khi bạn bắt đầu sử dụng Pureskin, hãy đọc kỹ hướng dẫn an toàn. Không tuân thủ các hướng dẫn dưới đây có thể gây ra thương tích cho người hoặc thiệt hại tài sản. Giữ các hướng dẫn này để sử dụng và cung cấp chúng cho tất cả những người dùng khác. Nếu bạn chuyển thiết bị cho bất kỳ ai khác, hãy cung cấp cho họ những hướng dẫn sử dụng này.
- Nếu khi đang sử dụng hoặc đã sử dụng thiết bị, bạn nhận thấy làn da của mình trở nên xấu đi, xuất hiện các tác dụng phụ không mong muốn hoặc mẩn đỏ dai dẳng, ngưng sử dụng thiết bị và hỏi ý kiến bác sĩ.
- KHÔNG sử dụng thiết bị trên vùng da bị bệnh mãn tính hoặc cấp tính (chấn thương hoặc viêm nhiễm) (ví dụ: trong trường hợp bị viêm đau hoặc mẩn đỏ dai dẳng, ngứa, mẩn đỏ, phát ban (ví dụ như dị ứng),

bong, nhiễm trùng, sưng tấy hoặc vết thương hở hoặc vết thương đang lành).

- Để thiết bị tránh xa nước.

## ⚠ Sốc điện

- Như với bất kỳ thiết bị điện nào, Pureskin phải được sử dụng cẩn thận và thận trọng để tránh bị sốc điện.
- Vui lòng sử dụng bộ sạc có đầu ra CC SV/ IAtuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia khi sạc sản phẩm này và kết nối chính xác phích cắm bộ sạc với ổ cắm điện để tránh sự cố, cháy hoặc hỏa hoạn do nhiệt.
- Không kết nối bộ đổi nguồn với nguồn điện khi thiết bị đã tắt.
- Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị hoặc các phụ kiện của thiết bị có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào.
- Không sử dụng thiết bị nếu nó đã bị rơi hoặc nếu nước thấm vào bên trong.
- Không sử dụng thiết bị khi có bão.
- Nếu thiết bị bị lỗi hoặc bị hỏng, hãy tắt thiết bị ngay lập tức. Rút phích cắm khỏi ổ cắm.
- Không kéo dây nguồn hoặc thiết bị để tháo bộ đổi nguồn khỏi ổ cắm trên tường.
- Không cắm và không mang thiết bị bằng dây nguồn.
- Không kẹp dây nguồn.
- Do sản phẩm này có pin sạc tích hợp, không đặt sản phẩm vào lửa và không sử dụng sản phẩm trong môi trường nhiệt độ cao và quá nóng vì có thể xảy ra sự cố, cháy hoặc hỏa hoạn do nhiệt.
- Pin của sản phẩm này là pin chuyên dụng. Nếu bạn tiếp tục sử dụng khi pin đã vượt quá tuổi thọ, phản ứng hóa học có thể xảy ra bên trong pin, gây giãn nở và biến dạng. Sản phẩm có thể bị biến dạng ở nhiệt độ cao hoặc chịu va đập mạnh. Nếu sản phẩm bị biến dạng, không sử dụng để tránh mọi nguy cơ sốc điện và hỏa hoạn.
- Để bộ đổi nguồn tránh xa các bề mặt nóng.
- Đảm bảo rằng dây nguồn và phích cắm của bộ đổi nguồn không tiếp xúc với nước, hơi nước hoặc các chất lỏng khác.

- Không cố lấy thiết bị bị rơi vào nước.
- Rút phích cắm ngay lập tức khỏi nguồn điện chính.

## ▲ Sửa chữa

- Không nên mở thiết bị.
- Chỉ có chuyên gia mới có thể sửa chữa các thiết bị điện. Mọi sửa chữa không phù hợp có thể gây ra rủi ro đáng kể cho người dùng. Liên hệ với dịch vụ khách hàng hoặc đại lý được ủy quyền để sửa chữa. Đừng cố gắng sửa chữa thiết bị trừ khi bạn là một chuyên gia có trình độ. Chỉ các chuyên gia bảo trì có trình độ mới được ủy quyền thực hiện bảo trì nội bộ nếu cần thiết.

## ▲ Fire hazard

- Bất kỳ việc sử dụng nào không phù hợp hoặc không tuân thủ các hướng dẫn vận hành này có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn!
- Không sử dụng thiết bị ở nơi bị che phủ ví dụ như dưới chân hoặc dưới gối.
- Không sử dụng thiết bị gần các vật liệu dễ bắt lửa.
- Đảm bảo rằng các lỗ thông hơi không bị che.
- Không bao giờ ngắt kết nối thiết bị khi đang bật. Luôn luôn tắt nó trước.
- Không để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ cao.

## ⓘ Chú ý

- Sản phẩm phải được làm sạch sau khi sử dụng để tránh dính dầu và các chất cặn bã khác tích tụ.

## 5. MÔ TẢ SẢN PHẨM [ 1 ]

- 1 Vòng giữ bông mỹ phẩm
- 2 Điện cực
- 3 Đầu siêu âm
- 4 Đèn LED xanh-đỏ
- 5 Nút bật / tắt và cường độ
- 6 Nút Chế độ
- 7 Điện cực
- 8 Chế độ "Làm sạch"
- 9 Chế độ "Đẩy tinh chất"

- 10 Chế độ "Săn chắc"
- 11 Chế độ "Làm dịu"
- 12 Chế độ "Massage"
- 13 Chế độ "Photon"
- 14 Cổng sạc

## 6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Sạc pin

- 1 Vui lòng sạc sản phẩm trước khi sử dụng lần đầu tiên. Đảm bảo rằng bạn sử dụng bộ sạc theo các yêu cầu bên dưới. Nếu bạn sử dụng ở nước ngoài, trước tiên hãy kiểm tra xem điện áp và bộ sạc của quốc gia đó có phù hợp với sản phẩm này không.
- 2 Tắt sản phẩm trước khi sạc. Kết nối bộ sạc với dây USB đi kèm. Cắm bộ sạc vào nguồn điện chính và kết nối sản phẩm với dây sạc USB.
- 3 Các chỉ báo của các chương trình khác nhau sẽ bắt đầu nhấp nháy ("C" và "P" rời đến "N" và "M" và cuối cùng là "L" và "S"), cho thấy rằng quá trình sạc đang được tiến hành. Sau khi quá trình sạc kết thúc, tất cả các đèn sẽ cùng sáng. Tại thời điểm này, ngắt kết nối sản phẩm khỏi dây USB và ngắt kết nối bộ sạc khỏi nguồn điện. Việc sản phẩm và bộ sạc hơi ấm là điều khá bình thường.
- 4 Cần khoảng hai giờ để sạc đầy sản phẩm bằng bộ sạc đáp ứng yêu cầu. Thời gian có thể thay đổi tùy trường hợp cụ thể.

### ▲ Cảnh báo

Không lắp hoặc tháo dây nguồn khi tay ướt (điều này có thể gây điện giật và sản phẩm bị đoản mạch).

Không sử dụng nó ở những nơi có thể tiếp cận được nước, chẳng hạn như trong bồn tắm hoặc môi trường ẩm ướt, để tránh sự cố hoặc đoản mạch.

Bạn phải sử dụng bộ sạc đáp ứng các yêu cầu sạc.

Bạn không nên ở quá gần sản phẩm trong quá trình sạc; khi bạn để một thời gian dài, bạn phải ngừng sạc thiết bị.

Cắt nguồn ngay lập tức khi xảy ra bất kỳ sự cố bất thường nào trong quá trình sạc. Nếu dây sạc

bị hồng hoặc phích cắm bị lỏng, hãy ngừng sạc ngay lập tức.

Sử dụng và bảo quản dây sạc đúng cách. Không để cong, kéo căng, vụn, dè xuống hoặc quấn quanh bộ sạc.

## Cách sử dụng thiết bị

Pureskin cung cấp cho bạn đầy đủ 6 chế độ để làm sạch da mặt và chăm sóc da mặt chống lão hóa: Chế độ "Làm sạch", chế độ "Đẩy tinh chất", chế độ "Săn chắc", chế độ "Làm dịu", chế độ "Massage" và chế độ "Photon".

Tất cả 6 chế độ chăm sóc mặt đều sử dụng kết hợp các công nghệ khác nhau, ví dụ: công nghệ rung âm (tần số rung <20.000 Hertz), công nghệ massage bằng cách chườm nóng (> 42°C), công nghệ phát ion +; công nghệ rung siêu âm (tần số rung >20.000 Hertz); công nghệ điện di; công nghệ massage cơ điện tử (EMS); năng lượng ánh sáng LED màu đỏ (độ dài sóng 623nm) và màu xanh lam (độ dài sóng 465nm).

Đầu tiên, giữ nút **Bật / Tắt** để bật Pureskin. Các chế độ điều trị khác nhau sẽ lần lượt nhấp nháy. Để chọn một trong 6 chế độ, bạn phải nhấn nút "mode" cho đến khi đèn LED tương ứng bật sáng.

Mỗi chế độ có 3 mức cường độ. Để chọn một trong số chúng, hãy tiếp tục nhấn nút "Bật / tắt". Nếu bạn chọn cường độ 1, các chữ cái "C" và "P" sáng lên, cho cường độ 2, các chữ cái "C", "P", "N" và "M" sáng lên và đối với cường độ 3, tất cả các chữ cái đều sáng.

Để bắt đầu chế độ đã chọn, hãy cầm Pureskin trong tay sao cho chúng tiếp xúc với hai điện cực nằm ở mỗi bên của thiết bị và đầu massage tiếp xúc với mặt bạn.

### Chế độ "Làm sạch" (C)

Chế độ này cung cấp khả năng làm sạch sâu cho da bằng sự kết hợp của 3 công nghệ:

- Công nghệ sóng rung và chườm nóng: Kỹ thuật này có thể thay đổi tính

thẩm thấu của màng tế bào, do đó mở các lỗ chân lông trên da mặt.

- Công nghệ phát ion +: Kỹ thuật này phát ra các ion dương để hấp thụ các tạp chất có trong da mặt, giúp làm sạch sâu cho da. Đảm bảo rằng bạn sử dụng miếng bông mỹ phẩm ở chế độ này, chú ý cố định nó bằng cách sử dụng vòng nhựa đúng cách.

### Chế độ "Đẩy tinh chất"(N)

Chế độ này giúp thẩm thấu tốt hơn các sản phẩm mỹ phẩm như kem dưỡng da, serum, kem dưỡng ẩm, v.v.

- 1 Công nghệ rung âm và chườm nóng có nghĩa là các sản phẩm mỹ phẩm có thể được hấp thụ tốt hơn bằng cách mở các lỗ chân lông trên da..
- 2 Công nghệ rung siêu âm (tần số rung >20.000 Hertz) kích thích tự tái tạo tế bào da.
- 3 Công nghệ điện di áp dụng một điện trường lên màng tế bào để tăng tính thẩm của chúng..

### Chế độ "Săn chắc" (L)

Chế độ này làm săn chắc da và tạo hình lại các đường nét của khuôn mặt (hình chữ V). Chế độ này đặc biệt được khuyến khích dùng vào ban đêm

- Công nghệ rung âm và chườm nóng sẽ massage da.
- Kết hợp với rung siêu âm, mát xa cơ điện tử (EMS) sẽ kích thích các mô của tế bào để tăng cường độ săn chắc của da.

### Chế độ "Photon"(P)

Chế độ này làm trẻ hóa làn da và kiểm soát việc sản xuất bã nhờn.

- Kết hợp công nghệ rung âm có tác dụng kích thích các tế bào với sự phát xạ xen kẽ của ánh sáng LED màu đỏ và xanh lam với độ dài sóng cố định sẽ có nhiều tác dụng: ánh sáng LED màu xanh lam có tác dụng làm dịu chống lại mụn trứng cá và có thể điều chỉnh sự bài tiết của bã nhờn, trong khi ánh sáng



đồ thúc đẩy tăng sinh collagen, tinh chỉnh các nếp nhăn để da sáng hơn và đàn hồi hơn.

### Chế độ "Massage" (M)

Chế độ này giúp massage thư giãn, trẻ hóa da mặt.

- Sự kết hợp giữa công nghệ rung âm, chườm nóng và đèn LED đỏ giúp da đàn hồi và tươi trẻ hơn.

### Chế độ "Làm dịu" (S)

Chế độ này giúp thư giãn da và điều chỉnh việc sản xuất bã nhờn.

- Sự kết hợp của công nghệ sóng rung, chườm nóng và ánh sáng LED xanh giúp thư giãn làn da và điều chỉnh việc sản xuất bã nhờn.

## ⓘ Chú ý

- Mỗi chế độ có 3 mức cường độ. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mức cường độ thấp nhất trước khi tăng dần theo thói quen chăm sóc da và khả năng chịu đựng của da.
- Thiết bị có chế độ nhận dạng thông minh, có nghĩa là nó chỉ chạy khi điện cực tiếp xúc với tay và khi đầu siêu âm chạm vào da mặt. Nếu không, sản phẩm sẽ dừng hoạt động.
- Để tắt thiết bị, hãy giữ nút "Bật / Tắt". Tất cả các đèn sau đó sẽ được tắt.
- Nên thực hiện chế độ Làm sạch hai đến ba ngày một lần. Chế độ "Đẩy tinh chất" có thể được sử dụng sau khi thoa dung dịch mỹ phẩm vào mỗi buổi tối, nhưng không quá 2 đến 3 phút. Các chế độ khác có thể được thực hiện sau chế độ "Đẩy tinh chất", tùy thuộc vào thói quen trước khi đi ngủ của cá nhân bạn và có thể được sử dụng hàng ngày. Khuyến cáo mỗi lần sử dụng nên kéo dài từ 3 đến 5 phút, nhưng không quá 8 phút.
- Để đảm bảo sản phẩm hoạt động bình thường, phải chạm vào điện cực khi sử dụng sản phẩm.
- Đầu siêu âm không thấm nước nhưng phần thân của thiết bị thì không. Vui lòng tham khảo hướng dẫn làm sạch trong sách hướng dẫn này để biết cách làm sạch nó.

## 7. LÀM SẠCH VÀ BẢO QUẢN

- Khi bạn không sử dụng thiết bị, hãy tắt thiết bị và để thiết bị nguội trong khoảng mười phút hoặc lâu hơn. Sau đó bảo quản nơi khô ráo thoáng mát tránh ánh sáng trực tiếp.
- Sau mỗi lần sử dụng, cẩn thận lau thiết bị bằng khăn mềm. Có thể dùng khăn ẩm nếu cần thiết. Đảm bảo rằng nước không thấm vào bên trong.
- Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc dung môi. Bạn có thể làm hỏng thiết bị.
- Không bao giờ đặt thiết bị vào nước vì chất này có thể ngấm vào thiết bị và làm hỏng thiết bị.

## 8. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	Pureskin
Mã sản phẩm	LA131312
Kích thước	16.6 x 5 x 5cm
Trọng lượng	± 145 gr
Đặc điểm kỹ thuật pin	3.7V, 800mAh
Thời gian sạc	± 2 giờ
Tiêu thụ điện khi không sạc	Tối đa 3W
Yêu cầu bộ sạc	DC 5V --- A1
Dòng điện chờ	Dưới 20µA

## TƯ VẤN XỬ LÝ CHẤT THẢI

Bao bì hoàn toàn bao gồm các vật liệu thân thiện với môi trường có thể được đưa đến trung tâm phân loại rác thải địa phương của bạn để được sử dụng làm vật liệu thứ cấp. Giấy carton có thể được đặt trong một hộp đựng giấy. Phim đóng gói phải được đưa đến trung tâm phân loại và tái chế tại địa phương của bạn.

Khi bạn không còn sử dụng thiết bị, hãy vứt bỏ theo cách có trách nhiệm với môi trường và Tuân thủ các yêu cầu theo luật định.

## GIỚI HẠN BẢO HÀNH

LANAFORM đảm bảo rằng sản phẩm này sẽ không có bất kỳ lỗi vật liệu và sản xuất nào trong khoảng thời gian hai năm kể từ ngày được mua, trừ khi được chỉ định dưới đây.

Bảo hành của LANAFORM không bao gồm các thiệt hại do hao mòn thông thường trên sản phẩm này. Ngoài ra, bảo hành cho các sản phẩm LANAFORM không bao gồm các thiệt hại do bất kỳ hành vi lạm dụng không phù hợp, không tuân thủ hướng dẫn, sử dụng phụ kiện không chính hãng, sửa đổi sản phẩm hoặc bất kỳ tình huống nào khác ngoài sự kiểm soát của LANAFORM

LANAFORM sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ loại thiệt hại ngẫu nhiên, gây hư hại.

Bảo hành được đảm bảo thời gian hai năm kể từ ngày mua ban đầu được thể hiện trên bản sao mua hàng.

Khi nhận được, LANAFORM sẽ sửa chữa hoặc thay thế thiết bị của bạn, nếu phù hợp sẽ trả lại cho bạn. Bảo hành chỉ có thể được sử dụng tại Trung tâm dịch vụ LANAFORM. Bất kỳ công việc bảo trì và sửa chữa nào được thực hiện trên sản phẩm này bởi bất kỳ người nào khác ngoài Trung tâm dịch vụ LANAFORM sẽ làm mất hiệu lực bảo hành này.



**Pureskin**  
LA131311/Lot 001

**Manufacturer  
& Importer**  
Lanaform SA

**Postal Address**  
Rue de la Légende, 55  
4141 Louveigné, Belgium

Tel. +32 4 360 92 91  
info@lanaform.com  
www.lanaform.com